

**RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE PRELEVEMENTS, DE CONDITIONS ET DE DELAIS D'ACHEMINEMENT
POUR LES ANALYSES REALISEES EN PCR**

Spécification issue de la procédure P7IANA

Pathologies	Prélèvements	Quantité minimale	Analyses réalisées en		Conditions et délais d'acheminement		Fréquence d'analyse au laboratoire
			Individuel	Mélange	4°C	< - 18°C	
BVD Dépistage possible dès la naissance	Sang (tubes EDTA)	1 mL	X	X (20 éch max / mél)	< 8 jours	> 8 jours	2 à 3 fois / semaine selon la période de l'année
	Sérum (tubes secs)	1 mL	X		< 8 jours	> 8 jours	
	Lait	5 mL	X	X (Lait de tank)	< 48 h	> 48 h	1 fois / semaine
	Organe	2 grammes	X		< 24 h	> 24 h	
	Cartilage auriculaire	Morceau d'oreille prélevé par kit de prélèvement spécifique	X	X (10 éch max / mél)		Après prélèvement	
Fièvre Q	Organe (rate)	2 grammes	X		< 48 h	> 48 h	1 fois / semaine
	Placenta	Présence de 3 cotylédons	X		< 72 h	> 72 h	
	Lait	1 mL	X	X (lait de tank)	< 48 h	> 48 h	
	Écouvillons (cervicaux, vaginaux et placentaires)	1 écouvillon sec	X	X (3 éch max / mél pour les petits ruminants)	< 72 h	> 72 h	
	Liquide fœtal	1 mL	X		< 8 jours	> 8 jours	
	Mucus vaginal	1 mL	X		< 4 jours	> 4 jours	
Chlamydie	Organe (rate ou placenta)	2 grammes	X		< 24 h	> 24 h	1 fois / semaine
	Écouvillon vaginal, cervical ou placentaire	1 écouvillon sec	X		< 48 h	> 48 h	
	Liquide fœtal	1 mL	X		< 8 jours	> 8 jours	
	Mucus vaginal	1 mL	X		< 8 jours	> 8 jours	
Néosporose	Tissus (encéphale, cœur, tissus d'avortement)	2 grammes	X		< 8 jours	> 24 h	1 fois / semaine
Paratuberculose	Fèces	15 grammes	X	X (4 éch max / mél) dans le cadre du plan GDMA Paratub	< 8 jours	> 8 jours	1 fois / semaine
FCO	Sang (tubes EDTA)	1 mL	X		≤10 jours	> 10 jours	1 fois / semaine
	Recherche FCO = dépistage du virus de la FCO, tous génotypes/sérotypes confondus Génotypage FCO = recherche du type 1, 4 et/ou 8 du virus de la FCO						
Tuberculose bovine	Nœuds lymphatiques	10 grammes	X		< 24 h	> 24 h	Tous les jours

Document téléchargé à partir du site internet du LAVD76
"Document valide le jour de son impression. Assurez-vous de sa validité."

**RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE PRELEVEMENTS, DE CONDITIONS ET DE DELAIS D'ACHEMINEMENT
POUR LES ANALYSES REALISEES EN PCR**

Schmallenberg	Encéphale	1 gramme	X		< 24 h	> 24 h	1 fois / semaine
	Sang (tube EDTA) ou sérum (tube sec)	1 mL	X		< 4 jours	> 4 jours	1 fois / semaine
RSV et PI3	ATT, LBA	5 mL minimum	X		< 48 h	> 48 h	1 fois / semaine
	Poumon	1 gramme	X		< 24 h	> 24 h	
	Écouvillon (naso pharyngé et trachéal)	1 écouvillons sec / bête	X	X (3 à 5 écouvillons / mél)	< 48 h	> 48 h	
BHV4	Écouvillon cervical ou nasopharyngé	1 écouvillon sec	X		< 24 h	> 24 h	1 fois / semaine
	Organe (avorton ou poumon)	1 gramme	X				
	Mucus vaginal	1 mL	X				
	Semence	5 mL	X				
	Lavage pulmonaire	10 mL	X				
MCE	Écouvillon génital	Écouvillon Amies charbon ou écouvillon sec	X		≤ 48 h dans le cadre d'une importation ou d'un échange < 7 jours pour une monte		1 fois / semaine
Mycoplasme	Liquide synovial ou trachéobronchique	1 mL	X		< 8 jours	> 8 jours	1 fois / semaine
	Lait	2 mL	X				
	Poumon	1 gramme	X				
IBR	Écouvillons nasaux	Écouvillon sec	X		< 24 h	> 24 h	1 fois / semaine
	ATT, LBA	5 ml minimum	X				
	Semences	5 mL	X				

Si vous souhaitez que nous conservions les échantillons après analyse pour des études ultérieures, veuillez l'indiquer sur la demande d'analyse associée.

Date d'approbation : 15/07/2019

Annule et remplace la spécification du : 02/09/2015

Document téléchargé à partir du site internet du LAVD76
"Document valide le jour de son impression. Assurez-vous de sa validité."