

DEMANDE D'ANALYSES POISSONS

REFERENCE : E7VPOI01

Version 1.0

Page 2/3

Service d'ichtyopathologie

Dossier: SA ___/___/___

- Réceptionné par : _____
 ► le ___/___/___ à ___h___
 ► Température du contenant (si organes) : _____°C

Date de prélèvement :	
Nom du pisciculteur et adresse du siège social :	
Référence du site prélevé :	
Nom et fonction du responsable des prélèvements :	

○ EXAMEN VIROLOGIQUE :Température de l'eau sur site : Motif de la demande : Agrément CE Maintien d'agrément Pathologie Demande pisciculteur Nature des prélèvements : Organes Liquides cœlomiques Poissons vivants Nombre de lots (10 poissons maximum par lot)

→ Examen virologique par technique d'isolement sur cultures cellulaires et identification par neutralisation ou immunofluorescence indirecte:

 NHI (NF U47-221) SHV (NF U47-220) NPI (NF U47-222)○ EXAMEN SEROLOGIQUE : nombre de prises de sang ○ EXAMENS COMPLEMENTAIRES En cas de pathologie, merci de préciser :Bactériologie

Date du début des symptômes :

Troubles ou lésions :

Taux de mortalité :

Parasitologie Traitement(s) médicamenteux: Oui Non

Le(s)quel(s) :

Adresse de la facturation :

- Pisciculteur
 Autre : _____

Destinataires des résultats :

- Pisciculteur
 Vétérinaire sanitaire
 DDPP précisez : _____



LAVD 76

9 avenue du Grand Cours

CS 51140

76175 ROUEN Cedex 1

Tél : 02 35 03 50 00 Fax : 02 35 03 50 15

Email : lavd@seinemaritime.fr

Fait à :

Le : ___/___/___

Signature :

DEMANDE D'ANALYSES POISSONS

REFERENCE : E7VPOI01

Version 1.0

Page 3/3

Identification des échantillons pour analyses virologiques

Dossier SA ___ / _____

Nom du pisciculteur : -----			Site : -----
N° de lot	Nombre d'individus	Espèce et âge	N° ou nom du bassin
I	10		
II	10		
III	10		
IV	10		
V	10		
VI	10		
VII	10		
VIII	10		
IX	10		
X	10		
XI	10		
XII	10		
XIII	10		
XIV	10		
XV	10		

Recommandations en matière de prélèvements destinés à la virologie poisson

(les délais s'entendent hors identification virale ou si nécessité de confirmation par l'anges)

Nature des prélèvements et quantité minimale	Acheminement (délai max et conditions de T°)	Conditionnement	Délai d'analyse min.	Autre
-si autopsies sur site : rein, rate, cerveau prélevés sur 10 individus (0,5 g min au total)	- organes < 48 h sous couvert du froid positif : (attention T° prise à réception au LAVD) Congélation à éviter ! ⚠	Tubes stériles contenant ou non du milieu de Eagle chargé en Ab (disponible auprès du Lavd) 1 lot = 1 tube = organes de 10 poissons	20 jours	Dans la mesure du possible, merci d'informer le LAVD de l'arrivée de poissons ou organes (et leur quantité) min 24 h avant.
-si poissons vivants, prélever 10 individus* = 1 lot = 1 bassin	- poissons vivants < 48 h après pêche sur site Congélation à éviter ! ⚠ - T° eau site < 14°C	Bac, sac, caisse + eau du site, identifié par n° bassin ou n° lot	20 jours	

Rq : il est judicieux de choisir de préférence des poissons en queue de bassin, moribonds mais pas morts.

**LAVD 76**

9 avenue du Grand Cours

CS 51140

76175 ROUEN Cedex 1

Tél : 02 35 03 50 00 Fax : 02 35 03 50 15 Email : lavd@seinemaritime.fr

Document téléchargé à partir du site internet du LAVD76

"Document valide le jour de son impression. Assurez-vous de sa validité."